

## ELISA 分析仪操作手册

### 1. 系统准备

将 ELISA 分析仪放置在水平稳定的台面上，并连接电源线  
打开 ELISA 分析仪软件并设置实验参数，如波长、温度等  
确保 ELISA 分析仪内部反应槽干净无污染  
校准仪器以确保准确性和稳定性

### 2. 样本准备

准备 ELISA 试剂盒和待检测的样本  
根据实验需求设置 ELISA 反应体系，包括标准曲线、控制品等  
将样本加入反应板中，并按照实验方案混匀均匀

### 3. 操作步骤

打开 ELISA 分析仪盖子，将反应板放入仪器中  
关闭盖子并设置 ELISA 程序  
启动程序并监控反应过程  
根据实验需要保存 ELISA 数据或结果  
关闭 ELISA 分析仪并取出反应板

### 4. 清洁和维护

每次使用后清洁 ELISA 分析仪外壳和反应板  
定期校准设备以确保准确性  
定期清洁 ELISA 分析仪内部，避免污染和交叉感染  
定期更换 ELISA 分析仪滤芯和灯管

### 5. 安全注意事项

操作人员需穿戴实验服、手套等防护装备  
避免直接接触 ELISA 分析仪热源和光源  
禁止非操作人员接近设备  
如设备出现异常情况，立即停止使用并通知相关人员