- 4 尸检样本的采集与留取规定
- 4.1. 首先采集各器官组织的低温冷冻标本和电镜标本。必需使用无菌器械取材,低温冷冻标本推荐大小为 1.5 cm×1.5 cm×1.5 cm, 电镜标本推荐大小为 0.3 cm×0.3 cm, 放入预先放置的密封冷冻管内(事先标注采集时间与部位),每一采集部位需更换器械,尽量避免交叉污染。组织标本应进行详细记录。所有装组织、样本的器皿应有清楚的标记,密封性好,保持清洁,并放在另一个清洁的密封容器中运输。温度应按生物安全方面的有关规定进行。提取蛋白质、核酸的低温冷冻标本,建议使用"RNA Later"保存:电镜标本固定于 3%戊二醛液体。
- 4.2. 在局部取低温冷冻、电镜标本后,推荐直接将各器官组织存放于 4%甲醛缓冲固定液,充分固定灭活。气管、支气管和双肺推荐使 用灌注固定法,再进行剖检,方法参考《职业性尘肺病的病理诊断》(GBZ 25-2014)。固定标本应当按器官组织学取材程序和要求,在污染区的病理组织取材工作台进行。
- 4.3. 对于需留取新鲜组织样本的(如需病毒分离的),建议死后即时 粗针穿刺取材(部分患者尸体此时气胸明显,肺及空腔脏器的穿 刺可能会造成病毒气溶胶污染、外溢,应当在穿刺部位上加盖数 层酒精纱布进行防护)。
- 4. 4. 如果不能进行全面尸检,推荐用针刺法取得小的标本,保存在 0~ 4℃的环境中,针刺取材的部位,肺部取材至少应包括左右肺脏 的各叶,气管黏膜和喉黏膜。

4. 5. 在采集标本后,必须立即对样本进行标识,包括标注样本的来源、 采集时间、采集者等信息。标识必须清晰、准确,避免混淆或错 误。