

N95 和 KN95 口罩是高效过滤颗粒物的口罩，常用于防护空气中的颗粒物，以下是关于 N95/KN95 口罩或以上级别口罩的操作手册：

1. 穿戴准备

在佩戴口罩前，洗净双手并确保手部干净。

检查口罩是否有损坏或破损，确保口罩完好无损。

调整口罩的鼻梁夹和耳挂，以适应您的面部尺寸。

2. 穿戴口罩

打开口罩，将口罩放在面部，覆盖口鼻并贴合面部。

调整鼻梁夹使之贴合鼻梁，避免气流从上方渗入。

拉开耳挂并将其挂在耳朵后，确保口罩稳固贴合脸部。

3. 使用口罩

在可能接触到悬浮颗粒物或飞沫的环境下佩戴 N95/KN95 口罩，有效阻挡细菌和病毒。

避免触摸口罩表面，以免污染口罩或造成交叉感染。

佩戴口罩时，注意呼吸顺畅，如出现不适应立即停止使用。

4. 拆卸与处理

在脱下口罩前，先洗净双手，然后从耳挂处小心取下口罩。

不要触摸口罩内侧，以免污染。

将已使用的口罩放入塑料袋中密封处理，并正确丢弃。

5. 清洁与存储

一次性口罩不可重复使用，使用后应当立即丢弃。

可清洁的口罩如 KN95 可以根据说明书进行清洁和消毒。

存放口罩时应避免压迫变形，保持口罩整洁干燥。

